

CAMILLA DE BAÑO
REFERENCIA: F118



Camilla de ducha con elevador hidráulico para ayudar a los asistentes de salud en el baño de pacientes encamados o personas discapacitadas.

Características técnicas:

Estructura

- Estructura de tubo de acero soldado y galvanizado.
- Pintura epoxi con tratamiento antibacteriano.
- Barandillas abatibles en acero inoxidable con cierre automático de seguridad (laterales, cabeza y pies).
- Lecho con base en compacto fenólico.
- Colchoneta de tela vulcanizada desmontable, no inflamable, sin costuras, anti salpicaduras, con extremos laterales redondeados con canal lateral de desagüe y de drenaje en "V".
- Desagüe en PVC y tubo flexible.
- Almohada para el soporte de la cabeza semicilíndrica válvula de drenaje de agua con manguera flexible.
- Sistema de elevación en altura hidráulico mediante pedal que puede ser accionado sin dificultades desde ambos lados.

- Ruedas de PVC anti pelusa de 100 mm. de diámetro y fácil limpieza con sistema de frenado individual en cada una.
- Topes protectores en las cuatro esquinas.
- Posición de Trendelenburg y anti-trendelenburg a través de un amortiguador de gas activado por una palanca colocada en el costado de la camilla.

Dimensiones generales

- Dimensiones: 1950 X 760 mm.
- Ajuste de altura: 400 a 840 mm.
- Capacidad de carga máxima: 180 kg.





